

Audiomètre 9910

Référence 01914



Prix du produit :

1 141,38 € taxe inclu

Description brève du produit :

Très simple d'utilisation cet audiomètre professionnel léger et compact permet un dépistage précis des déficiences auditives.

Description du produit :

Audiomètre numérique professionnel

L'[audiomètre](#) numérique 9910 permet d'établir un diagnostic précis de déficiences auditives. Très pratique d'utilisation grâce à la visualisation chiffrée des données, sa légèreté et son faible encombrement.

Sortie du son par touches silencieuses et embossées.

Caractéristiques :

- Type 4 : dépistage et contrôle (selon EN [60645-1](#)) Marquage Médical CE 0459
- Gamme de 11 fréquences, variables de 125 Hz à 8000 Hz (+/- 1%)
- Niveau sonore réglable de -10 dB à 100 dB en HLdB par paliers de 5 dB
- Visualisation des niveaux « sonore » et « fréquence » sur 2 larges afficheurs LCD rétroéclairés
- Sortie du son en "continu" ou en "pulsé"
- Sortie CA - Conduction aérienne
- Dimensions audiomètre : 210x130x30/60 mm

Livré en mallette de transport antichocs incluant :

- Casque à haute isolation phonique Sennheiser HD200 PRO : léger et adapté pour la médecine scolaire.
- Bloc d'alimentation secteur
- Accessoires et notice d'utilisation

- Dimensions de la mallette : 280x310x100 mm
- Poids total de l'ensemble : 1,5 Kg (500 g audiomètre seul)

Conception et fabrication Française

Garantie 3 ans. CE.