

Fauteuil de gynécologie à hauteur fixe - VOG

Référence 01552



Prix du produit :

1 628,93 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fauteuil de gynécologie à hauteur fixe.

Les étrières sont en option.

Description du produit :

Fauteuil de gynécologie à hauteur fixe.

Caractéristiques :

- Table 3 plans
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale)
- Jambière réglable par vérin à gaz
- Tube diamètre 30 mm
- Arrière dos, dessous assise, et dessous jambière en ABS blanc
- Cuvette inox escamotable
- Porte rouleau
- Revêtement tendu
- Position de trendelenburg $-5^{\circ}/+12^{\circ}$
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³

Dimensions :


- Hors tout : L. 2000 x l. 670 mm
- Dossier : L. 680 x l. 670 mm
- Assise : L. 470 x l. 670 mm
- Jambière : L. 470 x l. 670 mm

Couleurs :

56 couleurs disponibles.

[Voir le nuancier des couleurs.](#)

N'oubliez pas d'ajouter la couleur désirée dans la partie "message commande" de votre panier.



Prix affiché avec éco-participation de 2,94 €.

**Option de montage : Livraison en RDC ou à l'étage, déballage, mise en place et reprise des emballages.*