

GUÉRIDON MÉDICAL 2 PLATEAUX BLANCS VOG - blanc

Référence 01838



Prix du produit :

243,78 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **guéridon médical 2 plateaux blancs VOG** simplifie l'installation du matériel grâce à ses **2 plateaux** avec galeries, ses roulettes de **50 mm** et sa capacité de **20 kg par plateau**. Livré monté, il convient aux usages quotidiens en cabinet, en service de soins ou en collectivité.

Fabrication française • Livré monté • Roulettes 50 mm • Charge 20 kg par plateau

Description du produit :

Guéridon 2 plateaux VOG, pratique pour le matériel de soin

Ce guéridon médical permet de garder l'essentiel à proximité pendant les actes courants. Le **guéridon 2 plateaux blancs VOG** réunit une structure robuste, **2 plateaux** fonctionnels et une livraison **monté** pour une utilisation sans assemblage.

Équipé de **4 roulettes de 50 mm**, il se déplace facilement d'un espace à un autre. Sa charge de **20 kg par plateau** aide à disposer consommables, instruments et petits équipements de façon ordonnée.

Son format s'intègre aisément dans les zones de consultation comme dans les espaces de soins. Idéal pour cabinets médicaux, centres de soins, EHPAD, cliniques, infirmiers libéraux et services hospitaliers.

Points forts

- **Deux plateaux avec galeries** : le matériel reste mieux organisé au quotidien et les accessoires sont davantage maintenus lors des déplacements.
- **Structure époxy blanc** : la conception en tube carré apporte une base solide pour un usage répété en environnement médical.
- **Déplacement facilité** : les **4 roulettes de 50 mm** favorisent une circulation fluide entre salle d'examen, poste de soin et chambre.
- **Charge par plateau** : jusqu'à **20 kg** pour accueillir instrumentation légère, consommables et petits dispositifs utiles au soin.
- **Produit livré monté** : la mise en service est immédiate dès réception, sans étape de montage supplémentaire.
- **Encombrement maîtrisé** : ses dimensions conviennent aux espaces restreints et facilitent le positionnement près du patient.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Guéridon médical

Marque : VOG

Fabrication : Française

Structure : Époxy blanc en tube carré

Plateaux : 2 plateaux mélaminé blancs

Galeries : 2 galeries

Roulettes : 4 roulettes diamètre 50 mm

Dimensions : L. 640 x H. 800 x l. 400 mm

Poids Net : 13 kg

Charge : 20 kg par plateau

Livraison produit : Livré monté

Couleur : Blanc

Garantie : 3 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'organisation du poste de soin, les plateaux à instruments permettent de préparer et répartir le matériel. Les draps d'examen participent à la protection des surfaces, tandis que les produits de désinfection des mains accompagnent les gestes d'hygiène avant manipulation.