

## Guéridon Vog époxy 2 plateaux

Référence 01838



Prix du produit :

239,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

## **Description du produit :**

## **GUÉRIDON ÉPOXY – 2 PLATEAUX :**

- Structure époxy blanc en tube carré.
- Fourni avec 2 plateaux mélaminé blancs, 2 galeries,
- 4 roulettes diamètre 50mm.
- Dimension: L.640 x H.800 x I.400 mm.
- Poids du guéridon : 13kg.
- Charge +-20kg / plateau
- Garantie: 3 ans.
- Livré monté

Prix affiché avec éco-participation de 1,69 €.