

Pèse bébé électronique SECA 384 - Classe Médicale III

Référence 05051



Prix du produit :

457,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Convertible et robuste, ce **pèse-bébé électronique** vous promet une qualité compacte et multifonctionnelle !

Description du produit :

Pèse-bébé électronique et pèse-personne plat pour enfants Seca 384 classe III.

- Balance multifonctionnelle [pèse-bébé](#) et [pèse-personne](#) plat pour enfants.
- Nacelle amovible facilement détachable du support.
- Fonction de prise de lait BMIF (Breast Milk Intake).
- Construction robuste pour un transport sans problème.

Utilisation à domicile, dans les cabinets de consultation et dans les maternités : le contrôle fiable du poids d'un enfant est décisif pour un bon départ dans la vie. La balance multifonctionnelle **seca 384** a été mise au point sur la base de considérations pratiques. Elle peut servir à la fois de **pèse-bébé** et de **pèse-personne** plat pour enfants en bas âge.

Il suffit d'un geste pour transformer le pèse-bébé en un pèse-personne plat : en appuyant sur une touche, on débloque la jonction entre la nacelle et le support. En position verrouillée, la nacelle reste fixée au support et le pèse-bébé peut être soulevé et transporté sans problème.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Lire attentivement la notice ou le mode d'emploi avant utilisation. L'utilisation de ce matériel de pesée pour le diagnostic ou le traitement médical doit être réalisée par un professionnel qualifié.

Caractéristiques :

- **Capacité** : 20 kg
- **Graduation** : 10 g 10 kg > 20 g
- **Dimensions (LxHxP)** : 552 x 162 x 362 mm
- **Dimensions de la nacelle (LxHxP)** : 525 x 80 x 250 mm
- **Dimensions de la plateforme (LxHxP)** : 280 x 65 x 235 mm
- **Poids** : 2,8 kg
- **Alimentation** : piles
- **Fonctions** : TARE, BMIF, HOLD, changement de sensibilité, extinction automatique
- **Classe d'étalonnage** : III

Contenu de l'emballage

- 1 **pèse-bébé** électronique Seca 384 (base + plateau amovible).
- 6 piles type AA.
- Manuel d'utilisation.

Si vous recherchez une solution de **pesée pédiatrique** alliant la précision allemande à une grande polyvalence, le **Seca 384** est le choix rationnel. Sa capacité à évoluer avec l'enfant et sa facilité de transport répondent aux contraintes quotidiennes des praticiens mobiles et sédentaires. Fiable et simple d'utilisation, il constitue un investissement durable pour votre activité médicale. Commandez-le dès aujourd'hui sur LD Medical pour équiper votre structure

Garantie 2 ans. CE.