

Tensiomètre électronique Omron RS2 au poignet

Référence 07068



Prix du produit :

61,19 € taxe inclu

Description brève du produit :

Idéal pour les prises de tension occasionnelle, ce [Tensiomètre](#) poignet électronique avec bracelet préformé permet d'enregistrer jusqu'à 30 relevés.

Description du produit :

Tensiomètre électronique au poignet Omron RS2.

Ce tensiomètre est facile d'utilisation et il est donc facilement utilisable par les particuliers. Utilisez la technologie OMRON Intellisense qui régule et adapte automatiquement le gonflage du bracelet autour du poignet pour un confort optimal.

Caractéristiques du [tensiomètre électronique](#) :

- **Affichage de toutes les valeurs** Diastole, Systole, Pouls et heure
- **Bracelet** préformé
- **Touche unique** pour démarrer et éteindre l'appareil
- **Indicateur** d'installation correcte du bracelet
- **Indicateur** d'hypertension
- **Indicateur** de battement régulier
- **Gonflement** Automatique avec pompe électrique
- **Dégonflement** rapide automatique

- **Dimensions:** Environ 84 mm x H62 mm x 21 mm (sans le bracelet)
- **Poids :** Environ 85g (sans piles)
- **Écran :** numérique ACL
- **Méthode de mesure :** oscillométrique
- **Mode de fonctionnement** continu
- **Alimentation :** 2 piles alcalines AAA 1,5 V
- **Inclus :** 2 piles AAA, boîtier rigide de protection et notice d'utilisation

Garantie 3 ans. CE.