

Crachoirs à usage unique avec couvercle- Lot de 10

Référence 04453



Prix du produit :

2,55 € taxe inclu

Description brève du produit :

Lot de 10 crachoirs gradués pour un usage médical.

Description du produit :

Crachoir à usage unique avec couvercle séparé

Gradué par 25 ml jusqu'à 125 ml.

Flacon en polypropylène PP et couvercle en polyéthylène PE

Dimensions : 67 x 60 mm

Poids : 8 g

Couleur : flacon blanc et couvercle bleu

Lot de 10 crachoirs