

# Crachoirs à usage unique avec couvercle- Lot de 10

Référence 04453



**Prix du produit :**

**2,60 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Lot de 10 crachoirs gradués pour un usage médical.

**Description du produit :**

## **Crachoir à usage unique avec couvercle séparé**

Gradué par 25 ml jusqu'à 125 ml.

Flacon en polypropylène PP et couvercle en polyéthylène PE

Dimensions : 67 x 60 mm

Poids : 8 g

Couleur : flacon blanc et couvercle bleu

Lot de 10 crachoirs