


TEST DE LANDOLT POUR ILLETTRÉS LECTURE DIRECTE 5 M ELLA LEGROS - test mural

Référence 03092

Prix du produit :

22,43 € taxe inclu



Description brève du produit :

Le **test de Landolt pour illettrés ELLA LEGROS** est conçu pour le contrôle de la vision de loin avec une lecture directe à **5 m**. Sa graduation de **1/10** par ligne facilite un dépistage visuel pratique en cabinet, en milieu scolaire ou en collectivité.

Lecture directe à 5 m • Graduation par 1/10 • PVC blanc 1000 g/m² • Sachet individuel

Description du produit :

Test de Landolt, contrôle visuel direct à 5 m

Ce test sensoriel mural est destiné à l'évaluation de la vision de loin chez les personnes qui ne lisent pas les lettres. Le **test de Landolt pour illettrés ELLA LEGROS** s'utilise en lecture directe à **5 m** pour un repérage visuel simple en situation de consultation.

La lecture s'effectue par paliers progressifs, chaque ligne correspondant à **1/10 d'acuité visuelle**. Cette présentation rend le support adapté aux contrôles de routine, aux actions de dépistage et aux examens réalisés hors parcours de lecture alphabétique.

Fabriqué en plaques PVC à impression contrastée, il offre une bonne lisibilité lorsqu'il est installé correctement contre un mur. Idéal pour médecins généralistes, infirmiers scolaires, médecins du travail, orthoptistes et centres de dépistage.

Points forts

- **Lecture directe à 5 m** : permet de réaliser un contrôle de la vision de loin sans accessoire de projection, dans un cabinet ou une zone dédiée.
- **Adapté aux patients non lecteurs** : les anneaux de Landolt remplacent la reconnaissance de lettres et facilitent l'utilisation auprès des personnes illettrées.
- **Mesure progressive par ligne** : chaque rangée correspond à **1/10 d'acuité visuelle**, pour une lecture structurée des niveaux observés.
- **Support en PVC rigide** : les plaques en PVC **1000 g/m²** assurent une bonne tenue du test une fois mis en place au mur.
- **Nettoyage facile** : l'entretien à l'eau savonneuse aide à conserver le support propre, en veillant à ne pas rayer le lettrage.
- **Faible poids** : avec un poids net de **145 g**, ce modèle se manipule et se transporte aisément pour des campagnes de dépistage.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Test de Landolt pour illettrés

Utilisation : Évaluation de la vision de loin

Lecture : Directe à **5 m**

Échelle de mesure : Chaque ligne représente 1/10 d'acuité visuelle

Matériau : Plaques en PVC, chaînes et anneaux en acier

Composition : Plaques en PVC blanc 1000 g/m², anneaux de liaison, chaîne d'attache

Couleur : Blanc et noir pour les symboles

Épaisseur : 1.2 mm

Dimensions : 215 (x3) x 250 mm, tolérance ± 3 mm

Poids Net : 145 g

Conditionnement/emballage : Sachet individuel

Température de stockage : Min. -10°C, max. +40°C

Entretien : Nettoyage à l'eau savonneuse, sans rayer le lettrage

Stockage : Sec, propre et à l'abri du soleil

Marque : ELLA LEGROS

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le sachet individuel contient les plaques en PVC imprimées, les anneaux de liaison, la chaîne d'attache ainsi que le mode d'emploi.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour améliorer les conditions d'examen, les lampes d'examen apportent un éclairage adapté de la zone de lecture. Les divans et tables d'examen participent à l'organisation du cabinet, tandis qu'un otoscope peut compléter l'équipement de consultation courante.

JJ/26