

# Lampe d'examen médical LED Bella LID 17 W

Référence 04940



Prix du produit :

**837,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Idéale en chirurgie mineure, en dermatologie et chirurgie esthétique**

Description du produit :

La lampe Bella LID est une [lampe d'examen médical](#) à LED éco-énergétique très puissante. Idéale pour la petite chirurgie, la dermatologie, les soins intensifs.

La technologie à LED est **économique en énergie et durable**. Le nombre d'allumage et d'extinction est presque illimité ! Plus de 50 000 heures de fonctionnement !

La lampe Bella LID est très **puissante** (17 W LED), ce qui en fait une lampe médicale parfaitement conçue pour la petite chirurgie, la dermatologie, la gynécologie et les soins intensifs. La lumière produite, en plus d'être puissante, est **blanche et froide** et ne dégage pas de chaleur. En option : **double intensité (50%/100 %)** pilotée par un deuxième interrupteur sur la tête de la lampe.

Le nettoyage et la désinfection sont facilités grâce aux surfaces lisses et à la **qualité des matériaux**.

Le circuit imprimé sur lequel sont implantées les LED est refroidi efficacement par un dissipateur en aluminium et non pas par un ventilateur, qui, est source de pannes, bruits, et attire la poussière.

Il existe **deux types d'interrupteurs** au choix pour ce modèle : classique à bascule ou infrarouge sans contact.



**Classique à  
bascule**




**Infrarouge sans  
contact**

L'interrupteur infrarouge est **ergonomique et hygiénique**, il permet d'éviter contrairement aux interrupteurs ordinaires, le contact avec les mains. Les conditions d'hygiène exigées dans le domaine médical peuvent ainsi être respectées.

Il suffit de passer la main ou un objet devant le capteur situé sur la base de la lampe pour piloter l'éclairage, réglage de la distance de détection qui est de 3 cm seulement.

Garantie 3 ans. Marquage CE.

Produit entièrement conçu en France, **fabrication française** garantie ! 

*Caractéristiques techniques :*

- Watts : 17 W
- Kelvins : 4 500°K (blanc neutre)
- Lumens : 1 680 lumens
- Longévité des LED : 50 000 heures (lumière vive et blanche de grande qualité, aucune production d'UV ou d'infrarouge)
- Indice rendu de couleur : 95
- Longueur de câble : 3 mètres autorisant une mobilité maximale
- Protection électrique : isolation : Classe II
- Tête de lampe cotes : 160 x 130 mm
- Base de lampe cotes : 69 x 69 x 115 mm
- Couleur : Blanche
- Longueur de flexible : 700 mm
- Interrupteur double intensité 50/100 % (sur la tête de la lampe) en option
- La poignée ergonomique permet un positionnement précis et intuitif.
- Poids : 2,3 kg

| Distance | Lux     | Diamètre éclairé |
|----------|---------|------------------|
| 30 cm    | 210 000 | 10 cm            |
| 50 cm    | 120 000 | 13 cm            |
| 100 cm   | 33 000  | 20 cm            |

La **lampe est livrée seule**, choisissez l'[option de fixation](#) qui vous convient le mieux :



Pied à roulettes  
télescopique lesté



Équerre simple



Étau simple



Bras mural  
articulé

Dispositif médical de classe I.