

Fixations pour lampe LID Bella et Thera

Référence 04941



Prix du produit :

36,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Accessoires pour lampes médicales LID : pieds à roulettes, équerres, étaux, bras mural articulé. Voir compatibilité dans la description.

Description du produit :

Fixations en option pour les lampes LID

compatibles avec les modèles suivants :

- [lampe à LED Bella](#)
- [lampe chauffante à infrarouge Thera](#)

Fabrication française et marquage CE.



Pied à roulettes
télescopique lesté



Équerre simple



Étau simple



Bras mural
articulé

- **Pied à roulettes télescopique lesté :**

Équipé d'un système de lesté permettant d'utiliser la lampe en toute sécurité sans risque de basculement

En acier laqué époxy blanc

Télescopique de 60 à 100 cm ou 40 à 60 cm

Poids : 5,5 kg

- **Équerre simple murale :**

Aluminium laqué époxy blanc

Poids : 180 g

- **Étau simple noir :**

Aluminium laqué noir

Ouverture maxi : 75 mm

Poids : 250 g

- **Bras mural articulé (n'est pas compatible avec la lampe Thera) :**

Aluminium laqué époxy blanc

Longueur de bras : 2 x 40 cm

3 points de rotation

Poids : 1 kg