

GEL ULTRASON MEDI'GEL INCOLORE SANS MICROBULLES MEDICLINIC - bidon de 5 l

Référence 03040



Prix du produit :

9,59 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **gel ultrason incolore MEDI'GEL MEDICLINIC** assure un contact régulier entre la sonde et la peau lors des examens externes. Sa formule sans parfum, sans microbulles, proposée en **bidon de 5 L**, convient à l'échographie, au doppler et à l'ECG. Existe en plusieurs modèles.

CE • Sans Microbulles • Sans Parfum • Bidon De 5 L

Description du produit :

Gel ultrason Medi'Gel, usage intensif en examens externes

Ce gel échographique est conçu pour créer une interface efficace entre la peau et la sonde pendant les explorations externes. Le **gel ultrason incolore MEDI'GEL MEDICLINIC**, en format **5 L**, répond aux besoins des professionnels recherchant un conditionnement adapté à une utilisation suivie.

Sa formulation anallergique, sans parfum et sans microbulles favorise une application homogène pour les actes d'échographie, de doppler ou d'ECG. Son aspect incolore permet un usage discret au quotidien, aussi bien en consultation qu'en environnement technique.

Le grand bidon de 5 litres convient aux structures réalisant de nombreux examens dans la même journée. Idéal pour les cabinets médicaux, centres d'imagerie, cliniques, hôpitaux, sages-femmes, cardiologues et infirmiers réalisant des explorations externes.

Points forts

- **Aspect incolore** : permet une application discrète sur la peau et s'intègre facilement aux examens répétés en pratique courante.
- **Formule sans microbulles** : contribue à maintenir un contact homogène entre la sonde et la zone examinée pendant l'exploration.
- **Sans parfum** : adapté aux espaces de soins où la neutralité olfactive est recherchée pour le confort d'utilisation.
- **Polyvalence d'usage** : compatible avec l'échographie, le doppler et l'ECG pour couvrir plusieurs examens avec un même gel.
- **Conditionnement 5 L** : approprié aux cabinets et services à forte activité nécessitant une réserve importante au quotidien.
- **Compatible avec les sondes d'imagerie médicale** : conçu pour un usage professionnel régulier sans attaquer le matériel.

Caractéristiques techniques

Marque : MEDICLINIC

Fabricant : Medi Gel

Type de produit : Gel de contact pour examens externes

Contenance : 5 L

Couleur : Incolore

Examens compatibles : Échographie, doppler, ECG

Formulation : Anallergique, sans parfum, sans microbulles

Compatibilité : Adapté aux sondes d'imagerie médicale

Composition : Aqua (Water), Carbone, Triethanolamine, Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, Acetic Acid

pH : 6,2 ± 0,4

Densité : 1,02 g/cm³

Viscosité : 80 000 ± 10 000 cps

Sans : Parabène

Fonctionnement : Manuel, prêt à l'emploi

Utilisation : Usage professionnel, non stérile

Formats disponibles : Bidon de 5 litres, flacon de 250 ml avec bouchon à clapet, version bleue

Durée de validité : 5 ans

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Fabricant : Medi Gel

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter la préparation de l'examen, les protection pour sondes participent à l'organisation du matériel. Les draps d'examen aident à préserver la surface de soin, tandis que les essuie-mains facilitent l'essuyage après utilisation.