

Électrode ECG à pontet métallique Asept

Référence 05109



Prix du produit :

7,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Électrodes Asept rectangulaires pré-gélifiées, avec un support à pontet métallique. Le gel conducteur est hypoallergénique.

Description du produit :

- Électrodes rectangulaire
- Taille : 44 x 28 mm
- A pontet métallique
- Gel solide
- Gel conducteur hypoallergénique

Les électrodes sont conformes à la norme AAMI 12-158/1991.

Sachet de 60 électrodes.