

Électrode à pontet métallique Asept pour ECG

Référence 05109



Prix du produit :

7,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Électrodes Asept rectangulaires prégélifiées, avec un support à pontet métallique. Le gel conducteur est hypoallergénique.

Description du produit:

• Électrodes rectangulaire

• Taille : 44 x 28 mm

• A pontet métallique

• Gel solide

• Gel conducteur hypoallergénique

Les électrodes sont conformes à la norme AAMI 12-158/1991.

Sachet de 60 électrodes.