

Pansement gras stérile - Médi Tulle

Référence 05144



Prix du produit :

2,85 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pansements gras du laboratoire Médi Tulle favorisant la cicatrisation d'une brûlure superficielle ou les plaies aiguës. Ils permettent également d'accélérer le rétablissement de l'aspect de la peau.

Vendus par boîtes de 10.

Description du produit :

Tulle gras pour brûlures, plaies et blessures superficielles.

Les [compresses stériles](#) parafinées Médi Tulle sont un [pansement](#) gras sous sachet individuel stérile particulièrement recommandé contre les brûlures mais également pour le traitement des plaies ouvertes. Son support aéré à larges mailles permet le drainage des exsudats et favorise le rétablissement rapide de l'aspect de la peau.

Pansement de gaze imprégnés de paraffine.

Caractéristiques des pansements gras :

- Non adhérent
- Non allergique
- Bonne tolérance cutanée

Dimensions : 5 x 5 cm ou 10 x 10 cm

Boîte de 10 pansements en tulle gras (emballage individuel)

Définition du pansement tulle gras :

Le pansement tulle gras est un type de pansement stérile et gras utilisé pour traiter les plaies dites aiguës telles que les brûlures ou les plaies traumatiques. Il est également employé pour favoriser la cicatrisation des plaies chroniques comme les escarres ou les ulcères. Les pansements en tulle gras aident à la cicatrisation et sont conseillés pour le soin de plaies post-opératoire suturées et la prise en charge de plaies superficielles en phase d'épidermisation ou de bourgeonnement.

Le pansement est formé d'une compresse et d'une substance grasse, généralement de la paraffine, qui est placée sur la plaie pour aider à protéger et hydrater la peau. Le tulle gras est un pansement qui traite les brûlures et les plaies superficielles. Il est composé d'un tissu de viscose qui évite la transpiration excessive et accélère la cicatrisation. Ce pansement peut soigner les brûlures légères au niveau des doigts et d'autres parties du corps

Liens utiles :

Article pour tout savoir sur le pansement Tulle gras : [Tulle gras : pansement efficace pour la cicatrisation des plaies.](#)