

# Brassard Clinic pour tensiomètre Lian - Spengler

### Référence 05184



## Prix du produit :

39,00 € taxe inclu

# Description brève du produit :

Le brassard qui peut être décontaminé par immersion!

## **Description du produit:**

Le **brassard Clinic Spengler** pour tensiomètre Lian avec simple tubulure est en polymex décontaminable par immersion.

- Marquages normalisés et inaltérables, gravés dans la masse du brassard.
- Raccord rapide CPC et clamp.
- Compatible avec la plupart des solutions de désinfection et l'hypochlorite de sodium à 0,5
  % de chlore actif.

### Existe en modèle :

- Adulte dimensions : brassard 14x51 cm circonférence du bras 26 à 34 cm
- Large dimensions: brassard 16,5 x 61 cm circonférence du bras 32 à 42 cm

CE.