

Lampe loupe LED Vera LID

Référence 05211



Prix du produit :

209,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Idéale pour la dermatologie et médecine générale

Description du produit :

La lampe loupe à LED est très appréciée en dermatologie et pour tous les examens précis et minutieux. Le bras articulé métallique et la rotule, permettent un bon ajustement. La loupe est avec capot de protection.

Caractéristiques :

- 4 W
- Kelvins : 6 400° K (blanc)
- Intensité lumineuse : 300 lumens
- Indice de rendu des couleurs : 95/100
- Longévité exceptionnelle des LEDS : 50 000 heures minimum
- Longueur de câble d'alimentation : 1,5 m
- Isolation : Classe I
- Couleur : Blanc
- Dioptrie : 5
- Loupe de diamètre 120 mm, grossissement sans distorsion x 2,25 (5 dioptries) et d'un capot de protection escamotable.
- Longueur du bras articulé : 860 mm
- Pince étau fournie

La **lampe** est livrée **seule**, choisissez l'[option de fixation](#) qui vous convient le mieux :



Pied à roulettes
télescopique lesté



Équerre murale

Garantie 3 ans. Marquage CE.