


# Pansement Securfix Plus fixation pour cathéter 10x10 cm - boîte de 50

Référence 04432



Prix du produit :

**20,39 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **pansement transparent pour cathéter Securfix Plus** est un set stérile prêt à l'emploi en polyuréthane qui permet de contrôler les points d'insertion de cathéter veineux centraux et périphériques.

Description du produit :

## Pansement Securfix pour cathéter

**Ce pansement stérile transparent et imperméable à l'eau, s'adapte facilement sur la peau. Le film ultra fin en polyuréthane est comme un seconde peau. Il assure le plus grand confort au patient lors de l'application.**

La compresse et la partie adhésive sont protégées d'un papier en silicone facilement retirable avant utilisation.

Grâce à son confort et son imperméabilité à l'oxygène et à la vapeur, il peut être laissé en place jusqu'à 14 jours.

*Caractéristiques :*

- Format : 10 x 10 cm
- Sans latex
- À usage unique
- Stérile (stérilisation à l'ETO)
- Imperméable
- Radio-opaque

- Compatible avec tous types de cathéter standard
- Ne laisse aucun résidu de colle sur la peau après retrait

*Normes :*

- Normes CE 0373
- Classe : IIa
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux

Boîte de 50 pansements pour cathéter transparents.