


# Pansement Securfix Plus fixation pour cathéter 10x10 cm - boite de 50

Référence 04432



### Prix du produit :

19,99 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Le pansement transparent pour cathéter Securfix Plus est un set stérile prêt à l'emploi en polyuréthane qui permet de contrôler les points d'insertion de cathéter veineux centraux et périphériques.

## **Description du produit:**

## Pansement Securfix pour cathéter

Ce pansement stérile transparent et imperméable à l'eau, s'adapte facilement sur la peau. Le film ultra fin en polyuréthane est comme un seconde peau. Il assure le plus grand confort au patient lors de l'application.

La compresse et la partie adhésive sont protégées d'un papier en silicone facilement retirable avant utilisation.

Grâce à son confort et son imperméabilité à l'oxygène et à la vapeur, il peut être laissé en place jusqu'à 14 jours.

## Caractéristiques:

- Format: 10 x 10 cm

- Sans latex
- À usage unique
- Stérile (stérilisation à l'ETO)
- Imperméable
- Radio-opaque



- Compatible avec tous types de cathéter standardNe laisse aucun résidu de colle sur la peau après retrait

#### Normes:

- Normes CE 0373

- Classe : Ila

- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositif médicaux

Boîte de 50 pansements pour cathéter transparents.