

# Fauteuil de prise de sang avec inclinaison synchrone ou indépendante

Référence 0063VOG



Prix du produit :

**1 993,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Fauteuil de prélèvement pour les analyses de sang.

Utilisés dans les laboratoires d'analyses, en cabinet ou dans les établissements de santé. Disponible en modèle synchrone ou indépendant.

Description du produit :

**Ce fauteuil de prélèvement Vog pour analyses de sang avec dossier et jambière inclinables simultanément est une [pièce de mobilier médical](#) incontournable pour les laboratoires médicaux.**

À utiliser pour les simples prise de sang ou bien pour des prélèvements plus complexes, aussi bien en laboratoire d'analyses médicales, en cabinet ou à l'hôpital, ce fauteuil s'adapte à toutes les situations de par ses réglages et son ergonomie.

Le dossier du fauteuil et la jambière sont synchrones et s'inclinent en même temps. Le **fauteuil de prélèvement Vog** permet de passer de la position assise à couchée en un clin d'œil et sans effort, ni pour le patient, ni pour l'utilisateur. C'est grâce à son vérin à gaz que l'inclinaison s'opère, sans forcer.

Avec sa structure en bâti époxy chromé il assure une stabilité impeccable pour le plus grand confort du patient et support jusqu'à 200 kg.

Le fauteuil de prélèvement est fourni avec tous les accessoires indispensables à sa bonne utilisation : une tête réglable en hauteur et en profondeur, des appui-bras pvc en forme de gouttière également réglables et inclinables, des patins stables.

La sellerie est cousue pour garantir une finition de qualité et elle est épaisse de 100 mm pour privilégier le confort de la détente du patient.

**Garantie: 3 ans hors sellerie.**

2 modèles disponibles :

**Réf. 063VOG - Fauteuil de prélèvement avec mouvements synchrones**

Structure bâti époxy chromé en tube rectangulaire.

Sellerie cousue, épaisseur 100 mm.

Dossier inclinable et synchrone avec jambière par vérin à gaz.

Tête réglable en hauteur (course de 180 mm) et en profondeur (course de 100 mm).

Appui-bras en pvc, forme gouttière, réglables en hauteur et inclinables.

Dossier décline à 8°.

**Réf. 064VOG - Fauteuil de prélèvement avec mouvements indépendants**

Structure bâti époxy chromé en tube rectangulaire.

Sellerie cousue, épaisseur 100 mm.

Dossier et jambière réglables par vérin à gaz (indépendants).

Tête réglable en hauteur (course de 180 mm) et en profondeur (course de 100 mm).

Appui-bras en pvc, forme gouttière, réglables en hauteur et inclinables.

Dossier décline à 8°.

**Dimensions :**

Dossier: L. 630 x l. 500 mm.

Assise: L. 380 x l. 500 mm.

Jambière: L. 480 x l. 500 mm.

Hors tout: L. 1890 x l. 800 x H. 510 mm.

Poids du fauteuil: 35 kg.

Poids supporté: 200 kg.

**Options disponibles sur devis :**

Tige porte sérum.  
Douille porte sérum.  
Paire d'accoudoirs en PU avec système de rotules.  
Porte rouleau.  
Tablette à manger.

**Garantie de 3 ans hors sellerie. Fabrication française.**

***COLORIS :***

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN  
VOG](#)



*Prix affiché avec éco-participation de 1,89 € HT*