

Seringues BD Emerald™ sans aiguille 3 pièces

Référence 04800

Prix du produit :

5,29 € taxe inclu

Description brève du produit :

Une [seringue](#) écologique à usage unique pour vos injections ou vos prélèvements.

Disponibles en 4 volumes. Boîte de 100 seringues sans aiguilles conditionnés en sachet individuel. Garantie sans latex, sans PVC et sans phtalates.



Description du produit :

Dernière génération de matériel indispensable à l'[injection](#), la seringue BD Emerald™ allie la qualité d'un produit de la marque BD à un impact environnemental réduit.

Avec 30 % de matériaux en moins qu'une seringue classique, tout en gardant une qualité de produit équivalente, la **seringue BD Emerald™ sans aiguille** préserve l'environnement en minimisant son impact.

Fabriquée dans une usine qui utilise 100 % d'énergie renouvelable et qui est certifiée ISO 14001, la seringue BD Emerald est marquée CE.

Les matériaux qui la composent sont garantis sans latex, sans PVC et sans phtalates.

Seringue complète en 3 pièces : **corps** en polypropylène, **piston** en polypropylène et **joint de piston** en élastomère thermoplastique. Le corps est entièrement transparent pour une meilleure visibilité lors de l'injection.

Cette seringue stérile à usage unique (sous emballage individuel) peut être utilisée pour des injections ou des prélèvements (ne peut pas être associée à un pousse-seringue).

L'étanchéité est garantie selon la norme EN ISO 7886-1 pour des pressions inférieures à 45 psi. Légèrement siliconée, le glissement du piston est doux et régulier.

La seringue est disponible dans 5 tailles, toutes avec embout luer simple centré :

- 2 ml - embout centré - graduation 0,1 ml
- 3 ml - embout centré - graduation 0,1 ml
- 5 ml - embout centré - graduation 0,2 ml
- 10 ml - embout centré - graduation 0,3 ml

Conditionnée en boîte de 100 seringues sans aiguille sous sachet individuel.

Attention : Ne peut être utilisée sur pousse-seringue !

Dispositif médical de Classe I (Directive européenne 93/42/CEE) avec marquage CE.

Découvrez aussi les [seringues BD Emerald™ avec aiguille](#) montée.

Tableau de la norme NF EN ISO 6009 qui définit un code couleur pour identifier les aiguilles hypodermiques à usage unique. Pour chaque code couleur est attribuée une gauge (de 18G à 30G) ainsi qu'un diamètre. Ce tableau est une aide pour le choix de l'aiguille la plus adaptée à votre pratique médicale, voici le tableau récapitulatif :

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920



VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

