

# Centre de diagnostic Heine EN 200® duo Heine

Référence 05190



**Prix du produit :**

**484,50 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Coffret mural permettant de ranger et de charger les instruments de diagnostics, les accessoires et pièces de rechange (spéculems, ampoules...). Un centre de diagnostic efficace pour ne pas perdre de temps dans les services !

**Description du produit :**

## **Centre de Diagnostic HEINE® EN 200**

**Tous les instruments de diagnostic primaires sont bien situés avec un gain de place, disponibles immédiatement.**

Que ce soit dans une clinique ou un cabinet – Le HEINE EN 200 peut être personnalisé pour répondre à vos besoins individuels et peut être équipé avec plusieurs instruments HEINE, comme les [otoscopes](#), [ophtalmoscopes](#) et [tensiomètres](#).

- Marche / arrêt automatique lors du retrait ou retour de la poignée
- Système "soft start" pour la longévité des ampoules.
- Réglage de la luminosité incorporé dans les poignées.
- Ergonomique.
- Cordon à spirales avec rayon d'action jusqu'à 3.50 m.
- Design soigné.
- 230V.
- Dimensions : L 22,5 x H 11,5 x P 10 cm sans extension.

**Ensemble livré avec Transformateur Mural EN 200 sans têtes.**

**Garantie 5 ans. CE.**

**HEINE. QUALITY MADE IN GERMANY.**

Lors de la création de [l'entreprise HEINE](#) Optotechnik en 1946, notre fondateur Helmut A. Heine avait un objectif très clair :

fabriquer les meilleurs instruments de diagnostic qui soient au monde. Il était convaincu que seuls des instruments de diagnostic

de la meilleure qualité possible permettent un diagnostic précoce, d'une extrême fiabilité. Depuis plus de 70 ans, nos clients

peuvent se fier à cette promesse et à la précision du diagnostic, aux fonctionnalités uniques et à une longue durée de vie de

leurs instruments HEINE.

Fabricant leader mondial d'instruments de diagnostic primaire fort de plus de 500 collaborateurs, nous tenons aujourd'hui

comme hier à nos principes de base avec la même ferveur. Nous restons à ce jour une entreprise familiale totalement dirigée par ses propriétaires. Nos collaborateurs, nos clients et la qualité de nos produits sont au coeur de nos préoccupations.

Aujourd'hui encore, nous développons et fabriquons les instruments HEINE exclusivement sur nos sites de production en

Allemagne qui allient des décennies d'expérience et de maîtrise artisanale aux technologies de fabrication les plus modernes.

Possibilité d'utiliser  
parallèlement les  
poignées grâce à  
l'isolation galvanique.

**Optimisation du flux de travail et d'énergie grâce à la fonction Ready-to-use.**

Le HEINE EN 200 se met en marche ou s'arrête automatiquement lors du retrait ou du retour de la poignée. Lors du retrait, le dernier niveau de luminosité sélectionné s'active automatiquement.

Des conditions exactes de luminosité et un fidèle rendu des couleurs grâce au réglage en continu de la luminosité entre 100 % et 3 %.

**LED HQ**

LED NOW IN HEINE QUALITY.

**Mécanisme avec une sécurité antivol des têtes d'instruments.**

**Carter plat et peu encombrant sans ouvertures (pas d'interrupteur mécanique), permet un traitement hygiénique optimal.**

**Connectivity Ready.**

L'appareil est équipé d'une interface USB et peut être complété avec les modules HEINE, comme par ex. le HEINE EN 200 BP.



**Cordon à spirales** avec rayon d'action jusqu'à 3,50 m.

**Excellente efficacité énergétique.**

Avec un instrument XHL, environ 58 % de consommation en moins comparé au précédent modèle EN 100.

**La technologie Soft-Start** préserve les lampes pendant la phase d'activation critique (empêche les impulsions de démarrage) et prolonge ainsi la durée de vie.





Que ce soit dans une clinique ou un cabinet – Le HEINE EN 200 peut être personnalisé pour répondre à vos besoins individuels et peut être équipé avec plusieurs instruments HEINE, comme les otoscopes, ophtalmoscopes et tensiomètres.

Le transformateur mural peut être étendu avec des thermomètres d'autres fabricants.

Pour optimiser votre centre de diagnostic, choisissez les éléments complémentaires au transformateur mural EN 200 : le [distributeur pour spéculum auriculaire Heine AllSpec®](#) et/ou le [tensiomètre Heine Gamma XXL mural](#).