

# Tensiomètre mural à grand cadran - Heine Gamma® XXL LF

Référence 05191



Prix du produit :

**159,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

[Tensiomètre](#) mural idéal pour une installation dans les pharmacie ou dans votre cabinet médical. Équipé d'un cadran de grande dimensions permettant une lecture facile de vos mesures. Vendu avec un brassard adultes. Autres brassards vendus en options.

Description du produit :

**Le tensiomètre Heine Gamma® XXL LF est un [tensiomètre manuel](#) mural avec grand cadran conçu pour répondre aux sollicitations les plus exigeantes de l'hôpital ou du cabinet.**

Ce tensiomètre manuel ne contient pas de mercure, ce qui en fait un outil de diagnostic complètement sans risque et respectueux de l'environnement. Mais il est aussi sans latex pour éviter les allergies.

**Robuste et précis**, il permet de subvenir aux besoins des hôpitaux et des cabinets, avec sa **structure en polycarbonate et sa valve en métal**. Son écran orientable et de grandes

dimensions (Ø 130 mm), **facilite la lecture** sous n'importe quel angle. L'aiguille de mesure est **juste et stable**. La valve d'échappement d'air est d'une **grande précision**.

- Tube de gonflage spiralé extensible jusqu'à 3 m
- Fixation murale
- Outil complémentaire du [Centre de diagnostic Heine EN 100®](#)
- Fourni avec un brassard adulte.

**Garantie 10 ans. CE.**

Possibilité d'adapter d'**autres tailles de brassard**, en option : [brassard adulte large et brassard XL pour tensiomètre Gamma® XXL](#).

En savoir plus sur le [tensiomètre Heine Gamma® XXL LF](#) sur le site du fabricant.