

Poignée Heine Beta® à piles 2,5 V

Référence 02869

Prix du produit :

79,99 € taxe inclu

Description brève du produit :



Description du produit :

Poignée à piles Heine Beta® pour instruments de diagnostic Heine Beta®.

Système de poignée modulaire avec structure en métal de haute qualité pour une grande durée de vie. La surface de la poignée Heine Beta® est métallique moletée croisée pour une meilleure prise en main.

La régulation de la luminosité se fait grâce à un rhéostat (avec affichage de la puissance).

Cette poignée est compatible avec les modèles suivants :

- [Otoscope Heine Beta® 100 2,5 V](#)
- [Otoscope Heine Beta® 200 F.O. 2,5 V](#)
- [Otoscope Heine Beta® 400 F.O. 2,5 V](#)

Taille : 145 mm x Ø 30 mm

La poignée est livrée sans piles. Piles conseillées : [deux piles LR14 \(C\)](#).

CE.