

Porte abaisse-langue Heine pour abaisse-langue en bois standard

Référence 04766



Prix du produit :

83,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Accessoire porte abaisse-langue avec lampe halogène permettant d'éclairer la cavité buccale du patient lors de l'examen médical.

Description du produit :

Porte abaisse-langue Heine pour [abaisse-langue en bois standard](#).

- Le porte abaisse-langue utilise la technologie XHL Xénon Halogène pour un éclairage idéal de la cavité buccale et du fond de la gorge et pour un meilleur diagnostic ORL.
- Capuchon fileté pour ampoule. Vision de l'examineur sans éblouissement.
- Porte abaisse-langue seul (sans poignée. Fonctionne avec une [poignée Heine Beta®](#)).
- Fourni avec 1 ampoule XHL Xénon halogène 2,5 V ou 3,5 V

CE.