

Porte abaisse-langue Heine avec éjecteur d'abaisse-langue

Référence 04767



Prix du produit :

114,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Porte abaisse-langues pour [abaisse-langue à usage unique Heine](#).

Description du produit :

Porte abaisse-langue Heine avec éjecteur

- Le porte abaisse-langue utilise la technologie XHL Xénon Halogène pour un éclairage idéal de la cavité buccale et du fond de la gorge et pour un meilleur diagnostic ORL.
- Capuchon fileté pour ampoule.
- Vision de l'examineur sans éblouissement.
- L'éjecteur d'abaisse-langue libère l'abaisse-langue par simple pression du doigt.
- Très hygiénique et solide, il évite le contact avec l'abaisse-langue après utilisation.
- Seulement compatible avec les abaisse-langues à usage unique Heine.
- Porte abaisse-langue seul (sans poignée).
- Fonctionne avec une [poignée Heine Beta®](#).
- Fourni avec une ampoule XHL Xénon halogène 2,5 V 037

CE.