

Tensiomètre électronique Autotensio® Spengler au bras

Référence 05281-M



Prix du produit :

35,95 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pour une automesure fiable et précise à domicile

[Tensiomètre électronique](#) pour une automesure de la tension artérielle livré avec brassard de taille M (22 à 36 cm).

Une facilité d'utilisation au quotidien pour un usage familial en automesure.

Disponible en deux coloris.

Garantie 2 ans.

Description du produit :

L'hypertension touche en France plus de 14 millions de personnes. Sur 8 personnes hypertendues, seules 4 sont identifiées ! source : site de la [Fédération Française de Cardiologie](#). Il convient donc de [diagnostiquer](#) au plus tôt et de suivre les personnes atteinte d'hypertension.

Le nouveau [tensiomètre](#) Autotensio® Spengler est entièrement automatique et permet d'effectuer une automesure de la tension artérielle.

Autotensio Bras est le tensiomètre automatique Spengler parfait pour les patients nécessitant un auto-diagnostic fiable et précis. Il est recommandé pour les phases de dépistage de la tension artérielle ou de suivi de traitement.

Autotensio Bras est facile à utiliser au quotidien pour un usage familial. Il est livré avec un

brassard de taille M et L (22 à 42 cm), couvrant la majorité des morphologies.

- **Une précision sans faille** : Spengler, inventeur du tensiomètre et du diagnostic médical moderne accompagne les professionnels de santé depuis 1907.
- **Un brassard pour tous** : Son brassard couvre à la fois la taille M et L (22-42 cm), et correspond à de nombreux patients.
- **E-santé** : Compatible avec SuiviHTA, application mobile pour vous aider à dépister et suivre votre hypertension artérielle.
- **Simple à interpréter** : Avec son indicateur OMS tricolore qui vous donne un bilan très lisible.
- **Un instrument qui se partage** : Adapté à un usage familial grâce à sa mémoire horodatée.

L'hypertension touche en France plus de **14 millions de personnes**. Sur 8 personnes hypertendues, seules 4 sont identifiées (source : site de la Fédération Française de Cardiologie). Il convient donc de **diagnostiquer** au plus tôt et de suivre les personnes atteinte d'**hypertension**.

Un brassard pour de nombreuses morphologies

Avec une largeur de 22 à 42cm, le brassard Autotensio couvre à la fois les tailles M et L et apporte praticité et gain de temps au quotidien.

Spengler est partenaire des sociétés savantes sur l'hypertension artérielle

Depuis ses origines, Spengler accompagne les chercheurs et spécialistes de l'hypertension artérielle, comme la FRHTA, fondation reconnue d'utilité publique. Cette fondation a initié un ambition projet de e-santé avec des applications Suivi HTA et Depist HTA, applications simples et gratuites, accessibles à tous, ayant pour but d'améliorer le suivi et le dépistage des hypertendus. Symbole de notre partenariat, les tensiomètres Spengler sont 100% compatibles avec ces applications.

Un indicateur OMS qui vous à y voir clair

L'indicateur OMS permet un **résultat lisible et immédiat**. Le diagnostic est précis et fiable, et s'affiche sur son grand écran rétro-éclairé qui affiche la SYS (pression artérielle systolique), la DIA (pression artérielle diastolique) et le PUL (pouls). Autotensio intègre aussi un **détecteur d'arythmie**.

Aucune mauvaise manipulation possible

Le tensiomètre est très simple d'utilisation et entièrement automatique. Il dispose d'une double mémoire de **60 mesures** avec date et heure. Il garde en mémoire les mesures précédentes, et est donc très adapté à un usage familial.

Spécifications techniques:

- Affichage
- Ecran LCD de 45 mm x 30 mm
- Date et heure

- Mesures (systole, diastole et rythme cardiaque)
- Mémoires
- Indicateur de batteries faibles

Mesures

- **Méthode de mesure Pression Artérielle** : Méthode oscillométrique
- **Plage de mesure** : 0 à 300 mmHg
- **Résolution** : 1 mmHg
- **Précision** : +- 3 mmHg
- **Temps de réponse** : Inférieur à 1 minute

- **Méthode de mesure Fréquence cardiaque**
- **Plage de mesure** : 30 à 200 battements par minutes (BPM)
- **Résolution** : 1 BPM
- **Précision** : +- 5% de la mesure lue

Mémoires

- 120 mémoires avec la date et l'heure

Fonctions

- Indicateur d'hypertension (selon échelle OMS)
- Mise en hors tension automatique
- Détection de rythme cardiaque irrégulier
- Moyenne des 3 dernières mesures
- Détecteur de batterie faible

Brassard

- Circonférence du brassard
- Livré avec un brassard ML pour les bras d'une circonférence de 22-42 cm
- Brassard taille S en option (circonférence de 16 à 24 cm)
- Matière
- Nylon

Circuit d'air

- Gonflage
- Micro-pompe

- Dégonflage
- Électrovanne

Alimentation

- 2 piles alcalines LR03 (AAA) 1,5 V (incluses)
- Autonomie : Environ 200 mesures
- Arrêt automatique : Oui

Conditions d'utilisation

Environnement de fonctionnement

- **Température** : De 10°C à 40°C
- **Humidité** : De 15% à 90%

Environnement de stockage

- **Température** : -20°C à 55°C
- **Humidité** : De 15% à 90%

Dimensions et poids

- **Dimensions** : 79 x 66 x 29 mm (Lxlxh)
- **Poids** : 110 g (sans piles)

Inclus : Brassard (couvrant les tailles M et L pour des bras de circonférence de 22 à 42 cm), 4 piles LR6 (AA) et housse de transport

Garantie Spengler 2 ans (dans les conditions normales d'utilisation). CE.

Vous pouvez compléter l'amplitude d'utilisation de votre tensiomètre Autotensio® en vous fournissant avec un [brassard seul gris en taille S pour petit adulte et enfant ou en taille L large pour adulte](#).