

Brassard pour tensiomètre électronique Autotensio® ou Tensonic® - Spengler

Référence 05299



Prix du produit :

35,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Brassard disponible en tailles S ou L.
Compléments idéals pour vos tensiomètres à
bras Autotensio® ou Tensonic®.

Description du produit :

Brassard Spengler de tensiomètre pour [tensiomètre électronique automatique Autotensio® Spengler](#) au bras ou pour [tensiomètre électronique au bras Tensonic® Spengler](#).

Brassard couleur gris

Disponible en 2 tailles différentes :

- Taille S pour petit adulte ou enfant (circonférence du bras : 16 à 24 cm).
- Taille L large pour adulte (circonférence du bras : 30 à 42 cm) .

CE.