

Brassard Heine pour tensiomètre Gamma G7, G5 et GP

Référence 05070



Prix du produit :

27,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Brassard compatible avec les tensiomètres Heine. Voir compatibilités dans le descriptif produit. Disponible en 5 tailles.

Description du produit :

Brassard pour tensiomètre manuel [Heine Gamma G7](#), [Heine Gamma G5](#) et [Heine Gamma GP](#)

- Brassard velcro de grande qualité
- Matière résistante à l'usage
- Physiologiquement testé
- Sans latex
- Brassard monotube
- Double couture très résistante
- Lavable pour plus d'hygiène
- Index de bon positionnement sur le bras

Disponible en 5 tailles :

- **Petit enfant** : circonférence de bras de 8 à 13 cm
- **Enfant** : circonférence de bras de 13 à 20 cm
- **Petit adulte** : circonférence de bras de 20 à 29 cm
- **Adulte** : circonférence de bras de 29 à 41 cm
- **Grand adulte** : circonférence de bras supérieure à 41 cm

CE.