

Ciseaux bouts ronds et pointus stériles

Référence 03597



Prix du produit :

59,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ciseaux stériles à usage unique, vendu la boîte de 100.

Description du produit :

Les ciseaux stériles à usages uniques LCH sont un dispositif médical pour le milieu hospitalier, les [services d'urgence](#) et les services post opératoires.

Ces ciseaux ont deux lames en acier, une à bout rond (mousse) et l'autre à bout pointu. Le bout mousse rend le geste de découpe atraumatique et le bout pointu permet de garder plus de précision dans la découpe. Le manche est en plastique bleu. Longueur totale des ciseaux : 11,5 cm.

Les ciseaux à bouts ronds et pointus LCH sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène et emballés individuellement dans un sachet pelable.

Indispensables pour effectuer des soins dans un contexte stérile, les ciseaux stériles sont utiles pour la découpe de compresses, de fils de suture ou autre, de bandes, de tulles (gras ou non) ou de mèches. En bref, c'est un [instrument médical](#) incontournable pour faire ou défaire un pansement qui nécessite des précautions stériles.

Ils peuvent se conserver jusqu'à 5 ans dans des conditions de stockage normales, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Les ciseaux stériles sont garantis :

- - sans latex
- - sans PVC
- - sans phtalates
- - sans produits d'origine animale ou biologique

Dispositif médical de Classe IIa. Direction Européenne 93/42/CE.

Vendu la boîte de 100 ciseaux stériles.