

Pince coupe bague en acier inoxydable

Référence 03072



Prix du produit :

29,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pince pour urgentistes ou professionnels de santé permettant de couper les bagues, bracelets, colliers... dans une situation d'urgence. Pince puissante pouvant couper jusqu'à 2,5 cm d'épaisseur.

Description du produit:

Pince coupe bague en acier inoxydable.

Pour toutes les <u>situations d'urgences</u> nécessitant le retrait des bijoux. Pince atraumatique pour le patient.

Taille: 19 cm.

Cette pince peut coupe une épaisseur jusqu'à 2,5 cm.

Marquage CE médical.

Garantie 2 ans.