

Marchepied médical en acier inoxydable

Référence 05236



Prix du produit :

269,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Marche pied en inox pour divan ou table d'examen médical. Charge maximum 150 kg. Disponible en 3 versions : 1, 2 ou 3 marches.

Description du produit :

Marchepied médical réalisé en acier inoxydable

(304 RB Désignation européenne X5CrNi 18/10).

Les marches sont des plateaux avec bords tombés et contreplis, d'une épaisseur de 12/10ème avec picots antidérapants, le piétement est en tubes de diamètre 25 mm.

Charge maximum : 150 kg.

Disponible en 3 modèles :

- Marchepied inox 1 marche

1ère marche : Prof. 300 - Larg. 340 - Haut. 210

- Marchepied inox 2 marches

1ère marche : Prof. 430 - Larg. 300 - Haut. 230

2ème marche : Prof. 235 - Larg. 340 - Haut. 420

