

## Rasoirs jetables 2 lames

Référence 05127



Prix du produit :

10,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

## **Description du produit:**

Rasoirs à usage unique, non stériles, pour la préparation du corps par le rasage avant opération. Ces rasoirs ont un manche plastique bleu, deux lames en acier superposées et un capuchon en plastique glissable.

Dimensions du manche : 9,8 cm x 9,5 mm x 1,55 mm.

Poids: 8 g

Conditionnés en boîte distributrice de 100 rasoirs.

Boîte de 100

Dispositif médical de Classe I.