

LAMES DE GOUGE STÉRILES FIRST BLADE HAUTE PRÉCISION INOX - boîte de 50

Référence 02764



Prix du produit :

15,29 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **lames de gouge stériles FIRST BLADE** associent un tranchant précis à un acier inoxydable trempé **4/10e** pour une manipulation régulière. En **boîte de 50**, elles sont destinées à **usage unique** et adaptées aux gestes podologiques, dermatologiques et chirurgicaux. Existe en plusieurs modèles.

CE • Stérile • Acier inoxydable trempé 4/10e • Boîte de 50

Description du produit :

Lames de gouge First Blade, stériles et prêtes à l'emploi

Ces lames de gouge sont destinées aux gestes techniques demandant finesse de coupe et bonne stabilité. Les **lames de gouge First Blade** sont réalisées en acier inoxydable trempé **4/10e** et se montent sur un manche compatible pour un maniement précis.

Chaque unité dispose d'un emballage individuel afin de conserver la stérilité jusqu'au moment de l'utilisation. Ce conditionnement convient bien aux organisations de soins qui recherchent une préparation simple et rapide du matériel.

Idéal pour les podologues, dermatologues, cabinets médicaux, centres de soins et structures hospitalières. La **boîte de 50 pièces** répond à un usage professionnel suivi.

Points forts

- **Coupe de haute précision** : le profil de lame favorise un geste soigné et constant lors des actes nécessitant une grande minutie.
- **Acier inoxydable trempé 4/10e** : cette conception apporte une bonne tenue mécanique et limite les déformations pendant l'utilisation.
- **Stérilisation par rayonnement gamma** : chaque lame est prête à l'emploi dans le respect des protocoles nécessitant un dispositif stérile.
- **Usage unique** : l'organisation du soin est simplifiée, sans étape de retraitement après utilisation.
- **Conditionnement individuel** : l'ouverture à l'unité aide à préserver la propreté du poste de travail et à réduire les manipulations inutiles.
- **Compatible avec différents manches** : utilisation possible avec un manche de bistouri ou un manche universel compatible pour une prise en main habituelle.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Lame de gouge

Marque : First Blade

Matériau : Acier inoxydable trempé 4/10e

Composition : Acier inoxydable chirurgical grade X65Cr13 (6Cr13)

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Rayonnement gamma

Conditionnement : Boîte de 50 pièces

Emballage : Lames emballées individuellement

Formats disponibles : N°1 à N°12

Compatibilité : Manche de bistouri ou manche universel compatible

Durée de validité de la stérilité : 5 ans

Fabricant : COBLENTZ MEDICAL BLADES INDUSTRY (CZ.M.B.I)

Classe DM/EPI : DM IIa

EAN : 3760245970007

Garantie : 2 ans

Modèles : N°1 ; N°2 ; N°3 ; N°5 ; N°8 ; Manche : 13,5 cm ; N°10 ; N°12 ; N°15

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Norme : ISO 13485

Marquage : CE

Fabricant : COBLENTZ MEDICAL BLADES INDUSTRY (CZ.M.B.I)

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation du geste, les bistouris et manches compatibles facilitent la mise en place de la lame. Les compresses stériles participent à l'organisation du soin, tandis que les champs de soins aident à structurer une zone de travail propre.