

# Mèche nasale stop saignement COALGAN - Boîte de 5

Référence 04903



**Prix du produit :**

**3,95 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Lot de 5 mèches nasales pour arrêter le saignement. Pour toutes morphologies.

**Description du produit :**

## **Mèches nasales stop saignement**

Mèches très absorbantes, qui se dilatent comme un éponge grâce à leur principe actif de cellulose oxydée microdispersée.

Extrêmement douces, elles sont adaptables à toutes les morphologies, ne collent pas et se retirent facilement.

Longueur de la mèche environ 4 cm.

Boîte de 5 mèches nasales.