

# Stylo médical stérile à cautériser HTC

Référence 05364

Prix du produit :


**111,18 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Utilisable en cabinet médical, ce stylo permet de cautériser lors de petites opérations dermatologiques ou phlébologiques. Disponibles en 3 versions.



### Description du produit :



Pointe  
fine



Pointe  
large

**Stylo médical stérile à cautériser HTC**, électrocautère non rechargeable, à usage unique. Avec contact sur le manche.

Utilisation : pour cautériser les petits vaisseaux ou pour couper les cônes de Gutta.

Idéal en petite **chirurgie dermatologique et phlébologique**.

Trois modèles disponibles :

- pointe fine 800°
- pointe fine 1200°
- point large 1200°

Boite de 10. CE.

HTC : High Temperature Cautey.