

Micropore™ 3M™ blanc en rouleau

Référence 02804



Prix du produit :

13,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Micropore sparadrap 3M hypoallergénique permet de maintenir les pansement sur des peaux fines et sensibles. Disponibles en plusieurs largeurs et conditionnement ce micropore est de couleur blanche mais existe en couleur chair.

Description du produit:

Micropore[™] 3M[™]Le Micropore[™] 3M[™] est un <u>sparadrap</u> hypoallergénique microporeux conçu pour les peaux les plus fragiles ou pour un usage fréquent.

Composé d'un support non-tissé en fibre de rayonne et d'un adhésif en copolymères d'acrylate, le sparadrap Micropore 3M est **respectueux de la peau et évite toute irritation cutanée**. C'est le seul sparadrap totalement **anallergique** et est donc recommandé pour les personnes à la **peau très sensible** comme les enfants ou les personnes âgées.

Très perméable à l'air et à la vapeur d'eau avec sa texture microporeuse, il n'empêche pas la peau de respirer. De plus, son retrait est indolore et non épilatoire et ne laisse pas de résidus adhésifs ou de traces sur la peau. Son adhésivité augmente dans le temps et explique sa bonne tenue, même si la peau devient humide.

Le Micropore 3M est conçu pour maintenir les pansements sur les peaux fines ou pour un usage fréquent avec des pansements à répétition.

Ce sparadrap est radio-transparent et peut être stérilisé en rouleau.

Le Micropore est un **sparadrap blanc** présenté en rouleaux nus dans une boîte mais il peut être sur un dévidoir bleu ou dans une boîte dévidoir hermétique.



Il existe aussi en <u>sparadrap couleur chair</u> pour être plus discret.

Différentes largeurs disponibles (pour une longueur de 9,14 m) :

1,25 cm : Boîte de 24 rouleaux2,5 cm : Boîte de 12 rouleaux5 cm : Boîte de 6 rouleaux