

Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™

Référence 05396



Prix du produit :

98,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le nouveau <u>stéthoscope</u> 3MTM Littmann® Classic IIITM avec deux membranes double fréquence adaptées aux enfants et aux adultes. Possibilité de personnaliser le pavillon. 24 coloris disponibles.

Description du produit:

Le stéthoscope classic III remplaçant du classic II : la nouvelle référence pour l'examen des adultes ET des enfants !

Dernière génération de <u>stéthoscope 3M</u>, le Classic III™ vous permettra d'améliorer votre expérience d'auscultation en vous assurant un diagnostic fiable. Particulièrement apprécié par les étudiants en médecine et par les <u>vétérinaires</u> (pour l'examen des petits et grands animaux)





Destiné à remplacer le <u>stéthoscope Classic II S.E. Adulte</u> et le <u>stéthoscope Classic II Pédiatrique</u>, ce nouveau stéthoscope est adapté aussi bien pour les adultes que les enfants. Il suffit de le retourner.



Il dispose de **deux membranes double fréquence** adaptées aux enfants et aux adultes, pour écouter les basses et les hautes fréquences, par simple pression. Le côté pédiatrique du pavillon se convertit en cloche traditionnelle en remplaçant la membrane par une bague anti-froid.

Les membranes sont en une seule pièce et sont donc très faciles à nettoyer grâce à une surface lisse et sans aspérité.

Une durée de vie allongée...

Le **stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™** a une plus longue durée de vie grâce à sa tubulure nouvelle génération plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool désinfectant. Mais elle reste sans latex naturel, ni phtalate ajouté.

Ce stéthoscope procure une haute qualité acoustique lors des examens cliniques, ce qui permet d'assurer un diagnostic précis.

Longueur totale : 69 cm. Poids du stéthoscope : 150 g.

Garantie 5 ans.




Tableau comparatif des stéthoscopes 3M Littmann



Choisissez le stéthoscope Littmann® qui vous correspond le mieux!

Expérimentez le pouvoir de la membrane double fréquence :





Pour en savoir plus et pour avoir une meilleure vision du produit, visionnez la vidéo de présentation du stéthoscope Littmann Classic III.



Vidéo 360°

Vous pouvez télécharger la fiche technique sur le stéthoscope Littmann Classic III.



Dispositif médical de Classe I selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE. <u>Voir les mentions</u> <u>légales</u>

Spécial étudiants!

Consultez notre brochure en ligne : pourquoi acheter un stéthoscope Litmann quand on est étudiant ?

Vous êtes étudiants, vous souhaitez devenir médecins, kinésithérapeutes, osthéopathes, sage-femmes... Le stéthsocope fait partie de votre listes de fournitures... Cette brochure vous détaille pourquoi il est important de vous équiper avec un stéthoscope de qualité, solide, qui pourra traverser les années.

Personnalisez votre matériel médical grâce à la gravure au laser!



EXEMPLES DE GRAVURES LASER SUR VOTRE MATÉRIEL MÉDICAL

Produits complémentaires à votre stéthoscope:

Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.



Réf. 05807 - Kit pièces détachées pour stéthoscope Classic III Littmann

Accessoires et pièces détachées pour stéthoscopes Littmann

Option gravure laser pour rendre unique votre stéthoscope.

Garantie 5 ans. CE.

ATTENTION ! La garantie fonctionne sur un article gravé mais celui-ci ne pourra être ni repris ni échangé !

Nous sommes certifiés par 3M LITTMANN et autorisés à graver les stéthoscopes : <u>téléchargez</u> <u>l'autorisation de 3M LITTMANN</u>