


Test de Bowie & Dick

Référence 06002



Prix du produit :

58,13 € taxe inclu

Description brève du produit :

Test de Bowie permettant de vérifier la performance de votre stérilisateur. Prêt à l'emploi. Vendu la boîte de 20 tests.

Description du produit :

Le test de Bowie et Dick est un dispositif à usage unique et prêt à l'emploi.

Il est indiqué pour vérifier la performance du stérilisateur au moins une fois par 24 heures.

Avantages

- Test de pénétration de vapeur compact, rapide et simple à utiliser
- Après le cycle test, sa feuille indicatrice laminée vire du rouge au bleu
- Conforme à la norme ISO 11140-4

Les contrôles bactériologiques et les emballages de stérilisation sont des dispositifs médicaux de classe I selon la Directive 93/42 CEE.

Vendu la boîte de 20 tests.