

Marchepied avec rampe 2 marches spécial phlébologie

Référence 05463



Prix du produit :

175,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Marchepied avec rampe.

Description du produit :

Marchepied inox Holtex, 2 marches avec rampe/poignée spécial phlébologie

- Marchepied avec rampe inox
- Structure tube rond en acier inoxydable
- Marches recouvertes de matière plastique antidérapante
- **Charge maximum : 150 kg**
- **Rampe fixée à gauche**
- Hauteur totale (rampe incluse): 107 cm
- Hauteur 1° marche: 25 cm
- Hauteur 2° marche: 46.5 cm

- Profondeur totale : 55 cm
- Poids environ 6,5 kg

Livré démonté.

Garantie 1 an