

# Pansement adhésif stérile Cosmopor® E Hartmann

Référence 05462



Prix du produit :

**5,09 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le pansement Cosmopor est doux et stérile et protège efficacement les plaies. Le support est un non tissé, très doux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Description du produit :

**Cosmopor® E est un pansement hypoallergénique stérile très doux recommandé pour les [soins](#) post-opératoires et le traitement aseptique des plaies superficielles.**

Le pansement **Cosmopor® E Hartmann** est adhésif et stérile, avec un **coussin absorbant** non-adhérent à la plaie et un filet protecteur non adhésif.

Hypoallergénique et dermocompatible (grâce à l'adhésif en caoutchouc synthétique), ce pansement est très bien supporté sur les **plaies superficielles** ou permet le soin des plaies post-opératoires et modérément exsudatives.

*Caractéristiques :*

- Présentation individuelle sous pochette papier-papier pelable
- Nontissé : 100 % polyester
- Masse adhésive : caoutchouc synthétique - Hotmelt (haute tolérance cutanée) - sans colophane
- Coussin absorbant : 100 % viscose recouverte d'une résille en polyéthylène
- Coloris : blanc
- Bords du pansement : arrondis
- Stérilisation : à l'oxyde d'éthylène (durée de vie : 5 ans après la stérilisation)
- Absence de latex et absence de phtalates

Dimensions : **7,2 x 5 cm.**

Boîte de 50 pansements.

*Dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).*