

Pansement Leukoplast soft white®

Référence 00261



Prix du produit :

9,44 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pansement à découper Covermed® blanc pour peau sensible

Dispositif médical.

Description du produit :

Leukoplast soft white® pansement / sparadrap® est un pansement adhésif de premiers soins en rouleau, en non tissé blanc. Souple et flexible il présente une haute tolérance cutanée pour les peaux sensibles.

Pour les premiers soins, pour les plaies superficielles peu exsudatives (coupures, éraflures, vaccins, prise de sang...), le pansement Covermed® est constitué d'un polyester non tissé blanc très flexible. Il n'entrave pas les mouvements, laisse respirer la peau et sèche rapidement s'il est mouillé.

Présenté en rouleau de 5 m, en plus du non tissé polyester et de la masse adhésive acrylique, une compresse absorbante neutre et non-adhérente à la plaie est placée au milieu du pansement.

Ce pansement adhésif haute tolérance cutanée est doux et très confortable, le retrait est indolore.

Caractéristiques :

- Pouvoir adhésif durable
- Haute tolérance cutanée, convient aux peaux fragiles
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau : macération limitée

- Doux et très confortable
- Compresse non adhérente à la plaie, très absorbante
- Retrait indolore
- Sans latex

Longueur du pansement au choix :

- 4 cm x 5 m
- 6 cm x 5 m
- 8 cm x 5 m

Le rouleau de 5 m.