

Compresse Medicomp® Hartmann non-tissée non stérile

Référence 05455



Prix du produit :

0,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pour le soin général des plaies ou interventions en milieu ambulatoire ou hospitalier. Disponibles en 3 tailles. Paquet de 100 compresses.

Description du produit :

Compresse Medicomp® Hartmann non-tissée et non stérile, 4 plis, 30 g/m².

Indication : Pour le **soin général des plaies**, comme **tampon** ou [compresse](#) pour les interventions en milieu ambulatoire ou hospitalier. Pour le nettoyage et le recouvrement non aseptique des plaies faiblement exsudatives.

Compresse blanche en non-tissé, structure gaze. Très absorbantes. Exemptes de liants et d'éclaircissants optiques. Forme prête à saisir, facile à prélever.

Par paquet de 100 compresses.

Disponible en 3 tailles :

- 5 x 5 cm
- 7,5 x 7,5 cm
- 10 x 10 cm