

# Bistouri non stérile Swann Morton (100)

Référence 05459



Prix du produit :

**59,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Bistouris avec capuchon protège-lame

Description du produit :

**Le bistouri Swann Morton non stérile est un [instrument chirurgical](#) qui entre dans la composition des sets de soin à stériliser.**

Les scalpels (ou bistouris) Swann Morton sont destinés à un usage transitoire et font parti des dispositifs chirurgicalement invasifs, destinés à couper la peau et les tissus.

La lame est en acier inoxydable SF100, de qualité chirurgicale, d'une épaisseur de  $\pm 0.394$  mm. D'origine U.E., sa composition est en accord avec la norme BS EN ISO 7153-1.

Le manche bleu moulé, quant à lui, est en polystyrol 427D (polystyrène à haut impact), sans latex, sans PVC ou produit d'origine animale. Composé de phalates (CMR1 ou CMR2>0.1%) ou d'alternatives au PVC plastifié tels que PU, silicone ou autres. Il est de forme équilibrée et comporte des stries ergonomiques de prise en main et une mesure graduée d'un côté du manche.

Le bistouri non stérile est équipé d'un capuchon protège-lame en polyéthylène à faible densité, pour plus de sécurité.

Les **bistouris Swann Morton** peuvent être stérilisés aux Rayons Gamma ou à l'oxyde d'éthylène, mais ne doivent pas être stérilisés à l'autoclave vapeur. Recommandations : un seul cycle de retraitement. L'élimination des bistouris se fait par incinération.

Boîte de 100 bistouris.

Lames fabriquées et assemblées par l'usine Swann-Morton Ltd à Sheffield (GB).  
Norme Matériaux : BS2982 - Marquage : – Classe IIa.

Tous les marquages sont normalisés : Code-barre EAN - Numéro de lot et date de péremption.