

Compresse de gaze Sterilux® ES Hartmann non stérile

Référence 05466



Prix du produit :

1,63 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les compresses de gaze Sterilux peuvent être dépliées plusieurs fois sans risque d'effilochage pour être utilisé en format plus grand. Disponibles en 3 tailles. Le paquet de 100 compresses.

Description du produit :

Compresse de gaze hydrophiles non stériles Sterilux® ES Hartmann, 13 fils, 8 plis.

Indication : Pour les soins de plaies ordinaires, comme tampon ou compresse lors de petites interventions chirurgicales en milieu hospitalier ou ambulatoire. Pour le nettoyage et le recouvrement non aseptique des plaies.

Compresse de gaze **Sterilux** en gaze absorbante conforme à EN 14079, bords rentrés. Les compresses peuvent être dépliées plusieurs fois sans risque d'effilochage pour être utilisées en formats plus grands.

Paquet de 100 compresses.

Disponible en 3 tailles :

- 5 x 5 cm
- 5 x 7,5 cm
- 7,5 x 7,5 cm

