

# Aspirateur de mucosité CA-MI New Aspiret électrique

Référence 05501



### Prix du produit :

177,21 € taxe inclu

### Description brève du produit :

Permet d'aspirer les mucosités des patients trachéotomisés. Livré complet. Peut être utilisé en établissement de santé ou au domicile du patient.

## **Description du produit:**

# Aspirateur de mucosité CA-MI New Aspiret

Chirurgical électrique fixe, avec un bocal en polycarbonate autoclavable de 1 L destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Il convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.

- Accessoires fournis:
- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options
- 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Canule CH20
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Pied à roulettes en option
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation: 230V 50Hz autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (ajustable): 0.75 Bar 75 kPa 563 mmHg



Débit libre d'air max : 15 l/minNiveau Sonore : 59,6 dBA

• Cycle de fonctionnement : ininterrompu