

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS NEW ASPIRET COMPACT USAGE CONTINU CA-MI - bocal 1000 ml

Référence 05501



Prix du produit :

180,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'aspirateur de mucosités **New Aspiret CA-MI** est destiné aux aspirations nasales, orales et trachéales chez l'adulte et l'enfant, avec un débit maximal de **15 l/min** et une dépression pouvant atteindre **-0,75 bar**. Son format compact, son fonctionnement continu et son bocal autoclavable de **1000 ml** en font une solution pratique pour les soins quotidiens.

CE 0123 • Classe DM IIa • Usage continu •
Bocal autoclavable 1000 ml

Description du produit :

New Aspiret, aspirateur compact pour usage continu

Ce aspirateur de mucosités **New Aspiret CA-MI** est prévu pour les aspirations nasales, orales et trachéales chez l'adulte comme chez l'enfant. Il délivre un débit maximal de **15 l/min** avec une dépression jusqu'à **-0,75 bar**, pour les besoins courants en structure de soins ou à domicile.

Avec ses dimensions réduites et un poids net de **2,2 kg**, il se déplace facilement et trouve sa place dans différents environnements. Son mode de **fonctionnement continu** convient aux utilisations répétées au fil de la journée.

Le bocal en polycarbonate autoclavable de **1000 ml** simplifie la gestion du recueil et l'entretien du matériel. Idéal pour les cabinets médicaux, services ORL, soins à domicile, infirmiers libéraux et établissements de soins.

Points forts

- **Utilisation étendue** : adapté aux aspirations nasales, orales et trachéales, il répond aux besoins de l'adulte et de l'enfant dans différents contextes de prise en charge.
- **Fonctionnement continu** : l'appareil peut être utilisé sans cycle intermittent, ce qui facilite les usages réguliers en cabinet, en service ou au domicile.
- **Encombrement limité** : son format compact favorise l'installation sur une surface de soins, un meuble technique ou un chariot.
- **Bocal autoclavable** : le récipient de **1000 ml** en polycarbonate et son couvercle permettent un entretien adapté entre deux utilisations.
- **Réglage de l'aspiration** : le régulateur de vide associé au manomètre aide à ajuster le niveau d'aspiration selon l'usage.
- **Pompe sans huile** : le moteur à piston sans huile limite les opérations d'entretien courant et simplifie l'utilisation au quotidien.

Caractéristiques techniques

Marque : CA-MI

Type de produit : Aspirateur de mucosités électrique fixe

Utilisation : Aspiration nasale, orale et trachéale

Public : Adulte et enfant

Alimentation : 230 V / 50 Hz

Puissance absorbée : 184 VA

Débit : 15 l/min maximum

Pression : -0,75 bar maximum

Fonctionnement : Continu

Capacité : Bocal 1000 ml

Matériau : Bocal en polycarbonate autoclavable

Dimensions : 325 x 190 x 165 mm

Poids Net : 2,2 kg

Classe DM/EPI : DM IIa

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Marquage : CE 0123

Fabricant : CA-MI

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le produit comprend un bocal de recueil des fluides avec valve anti-reflux, des tuyaux en silicone autoclavables avec connecteurs coniques, un filtre antibactérien et hydrophobe à patient unique, une canule CH20 ainsi qu'un cordon d'alimentation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'utilisation de l'appareil, les sérum physiologique sont utiles avant ou après l'aspiration. Les protection pour sondes contribuent à garder le matériel propre pendant la manipulation, tandis que les solutions de désinfection & stérilisation accompagnent l'entretien des accessoires et surfaces.