

Aspirateur de mucosité CA-MI New Askir 20 électrique

Référence 05502



Prix du produit :

275,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Aspirateur de mucosité CA-MI New Askir 20 électrique

Description du produit :

Aspirateur de mucosité CA-MI New Askir 20

Chirurgical électrique fixe, avec un bocal en polycarbonate autoclavable de 1 L, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Il convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.

- Pied à roulettes en option
- Accessoires fournis :
 - Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options
 - 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques Ø 8-9-10 mm
 - Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
 - Canule CH20
 - Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Unité sur roulettes en option

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V - 50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,75 Bar - 75 kPa - 563 mmHg
- Débit libre d'air max : 16 l/min
- Niveau Sonore : 60,5 dBA
- Cycle de fonctionnement : ininterrompu