

ECG Edan SE-300B 3 pistes et grand écran

Référence 05518



Prix du produit :

916,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

ECG Edan SE-300B 3 pistes et grand écran.
Pratique, rapide et précis !

Avec interprétation et détection des arythmies

Description du produit :

Comment se préparer à un électrocardiogramme ?

Il n'est pas nécessaire de faire une préparation spéciale. Avant le test, vous pouvez prendre vos médicaments, manger et boire comme d'habitude. Vous serez normalement examiné en ambulatoire et l'examen sera terminé rapidement.

L'ECG Edan SE-300B est un électrocardiographe portable et léger, avec 3 pistes et un grand écran.

Avec son imprimante thermique haute résolution, son processeur 32 bit et sa grande mémoire, le SE-300B a une **performance avancée et fiable**.

Grâce à son design réfléchi pour le transport, sa **taille compacte** et sa poignée, cet ECG est destiné à être utilisé dans les ambulances, les hôpitaux et les cliniques.

L'ECG 3 pistes peut être visualisé simultanément sur l'écran LCD à cristaux liquides et peut être enregistré sur un papier thermosensible grâce à l'imprimante de haute qualité.

Le mode d'enregistrement de l'ECG Edan SE-300B est au choix **manuel ou automatique avec interprétation** testée CSE/AHA/MIT. L'enregistrement des 12 dérivations se fait simultanément avec un convertisseur 24 bits.

Poids : 2,5 kg

Dimensions : 28,8 x 21 x 70 cm

Autonomie de 3 heures

Mémoire 144 ECG

Filtration digitale :

- Bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz
- Bande étroite : 25/35/45 Hz/ OFF
- Principal d'alimentation : 75/100/150 Hz

Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV)

Écran LCD : 320 x 240 mm

Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et Batterie rechargeable Li-ion

Connectivité : Ethernet / RS232 / USB

Imprimante Thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4.

Papier : 80 mm x 20 m.

Vitesse de déroulement du papier : 5 ; 6.25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s.

Un message signale l'absence de dérivation, le manque de papier et la batterie faible.

Ecg livré avec :

- 1 câble patient 10 fils à fiche banane
- 6 électrodes précordiales
- 4 sangles avec électrodes intégrées
- 1 liasse de papier
- 1 manuel d'utilisation
- 1 fusible de rechange

Validation CE / TÜV.

Garanti 2 ans.

Découvrez aussi notre [papier pour ECG Edan SE-300B](#) de rechange et sa [mallette de transport](#).