

Pansement Nexcare Aqua 360°

Référence 01436



Prix du produit :

4,69 € taxe inclu

Description brève du produit :

Boîte de pansements étanches à l'eau et aux bactéries permettant de favoriser la cicatrisation des plaies.

Description du produit :

Pansements étanches à l'eau et aux bactéries 3M Nexcare Aqua 360°.

Étanches à l'eau et aux bactéries*, les pansements waterproof Nexcare™ Aqua sont idéals pour protéger une plaie lors d'activités au contact de l'eau ou de saletés.

Avec leur forme unique en losange, et l'adhésif qui cerne la compresse, ils offrent une protection à 360° en isolant la plaie. Imperméable à l'eau et aux bactéries*, le film polyuréthane est perméable à l'air ce qui maintient la plaie en milieu humide et favorise sa cicatrisation. Fins et transparents ils sont faciles à poser, agréables à porter le temps nécessaire à la guérison des écorchures, coupures et autres plaies. Fabriqués sans latex naturel.

Support fin et transparent qui laisse respirer la peau

L'adhésif cerne la compresse du pansement pour une protection à 360° de la plaie.

Favorise la cicatrisation en milieu humide

Se pose d'une main

Fabriqué sans latex naturel

Boîte de 14 pansements assortis : 6 taille 21 mm x 27 mm ; 6 taille 26 mm x 56 mm ; 2 taille 30 mm x 62 mm

